

Cuidado de la Piel y el Aparato Corregidor



Shriners Hospitals
for Children™
Northern California

Piel

Usted o alguien querido se encuentran usando un TLSO-Lumbar Torácico Ortosis Sacral. El Corregidor esta especialmente diseñado para sustentar la espina dorsal en su mejor posición durante su etapa de crecimiento. El corregido será únicamente eficaz si es usado de manera consistente. El propósito del uso del corregidor es prevenir el desarrollo o crecimiento de la curva o curvas.

Para proporcionar apoyo a la espina dorsal, presión deba ser colocado sobre las costillas, la cintura y pelvis. La piel podría ser fortalecida aplicándosele alcohol después de su baño. Por favor no aplique ningún tipo de loción o talco en su cuerpo. Cuando la piel es suavizada, esta es más susceptible a ser dañada.

Cada vez que el aparato corregidor es removido, examine su piel por áreas de enrojecimiento. Vuelva a chequera su piel después de un lapso de treinta minutos. Si el área enrojecida ha desaparecido, quiere decir que la presión puede ser tolerada por su piel. Si el enrojecimiento en la piel persiste o continua viéndose irritada, necesitamos hacer una cita medica para poder ajustar el aparato corregidor. El aparato corregidor podría causar cierta incomodidad al comienzo, pero no dolor. Por favor llámenos si tiene alguna preocupación al respecto.

Aparato Corregidor

El aparato corregidor podría ser lavado cada otro día con un jabón suave y agua tibia. Séquelo completamente antes de ponérselo. El aparato corregidor podría ser secado al aire libre bajo la sombra. El aparato corregidor esta hecho de polipropileno y podría cambiar su forma original si este es dejado bajo el sol o en un carro con temperatura alta.

El aparato corregidor debe ser usado siempre con un forro, uno con la misma forma, de algodón y a la medida apropiada. Usted podría hacer o comprar varios forros para el aparato corregidor. Durante los meses de calor usted podría cambiar los forros del aparato corregidor al mediodía para su comodidad.

¡Tomando muy buen cuidado de su aparato corregidor, es tomar muy buen cuidado de usted!

¿Tiene alguna pregunta? Llame directamente al Departamento de ortopedia/ Prostético al numero (916) 453-2170.

Patient & Family Education

O & P